

Gamme standard
**PROTHÈSES
ORTHOPÉDIQUES**



Utilisables pour toutes les gammes de prothèses de genoux et de hanches

- Blisters pour genoux et tibias
- Blisters pour têtes, cotyles et noyaux
- Blisters pour agrafes et accessoires
- Blisters pour tiges fémorales



+ Sécurité

+ No touch



+ Autres avantages produits

- Ouvert, le présentoir livre la prothèse prête à l'emploi pour faciliter l'acte chirurgical.
- Fermé, il bloque complètement la prothèse, lors de chutes ou chocs durant le transport.
- Design adapté aux prothèses, un fond surélevé pour absorber l'énergie cinétique lors d'un choc.

velfor
Groupe

Partenaire de vos développements

Blisters pour prothèses de hanches

Tige Révision	Référence	Position tige	Taille de la tige (en mm)	Dimension blister extérieur (en mm)	Dimension blister intérieur (en mm)	Dimension utile (en mm)
	K01	1	<200	320 x 140 x 50	298 x 118 x 43	240 x 60 x 35
	K02	3	<200	320 x 140 x 50	298 x 118 x 43	240 x 60 x 35
	K03	3	<320	430 x 140 x 50	408 x 118 x 40	340 x 70 x 35

Prothèse Thomson and Moore	Référence	Dimension blister extérieur (en mm)	Dimension blister intérieur (en mm)	Dimension utile (en mm)
	K07	245 x 120 x 76	223 x 98 x 67	170 x 54 x 54
	K12	290 x 140 x 81	268 x 118 x 74	230 x 62 x 62

Blisters pour têtes et cotyles

Référence	Dimension blister extérieur (en mm)	Dimension blister intérieur (en mm)	Dimension utile (en mm)
K04	140 x 140 x 53	118 x 118 x 49	76 x 76 x 35
K05	150 x 150 x 75	128 x 128 x 73	90 x 90 x 50

Blisters pour prothèses tibiales et genoux

Référence	Dimension blister extérieur (en mm)	Dimension blister intérieur (en mm)	Dimension utile (en mm)
K06	150 x 150 x 76	128 x 128 x 74	75 x 75 x 55

Blisters pour agrafes et accessoires

Référence	Dimension blister extérieur (en mm)	Dimension blister intérieur (en mm)	Dimension utile (en mm)
K08	98 x 88 x 54	81,5 x 71,5 x 35	32 x 24 x 28
K13	98 x 88 x 34	81,5 x 71,5 x 25	32 x 24 x 23
K1709	106 x 68 x 17	88 x 50,5 x 15	65 x 27 x 13
K1709	106 x 68 x 17	Blister personnalisé	

 **Tous les produits sont conditionnés dans des doubles sacs PE soudés**

 **Production en salle blanche ISO 7**

 **Nous contacter**

VELFOR GROUPE

Route du Velay , 43500 SAINT-PAL-DE-CHALENCON

Tel : +33 (0)4 71 61 30 51

Fax : +33 (0)4 71 61 38 44

contact@velfor.com

www.velfor.com

velfor
Groupe
Partenaire de vos développements